

Роспись «Филимоновской» кошечки.

Используемое оборудование: музейные экспонаты – глиняные кошечки, гуашевые краски, кисти, бумага для рисования с нанесенными на нее силуэтами «филимоновской» кошечки, стаканчик для мытья кисточек.

Ход занятия: педагог загадывает детям загадку про филимоновскую игрушку.

Сделана из глины я,
Шея длинная слегка.
Есть полоски у меня,
Красят в яркие цвета.

Затем детям предлагаем найти «филимоновскую» кошку среди экспонатов музея.
Из «волшебного» мешочка, педагог достает заготовленные силуэты кошек и раздает их детям. Дети расписывают силуэты филимоновской росписью.

